

careCL TECH FIT

User Guide / Guía del usuario



Resultados de la piel observados después de usar el dispositivo de belleza careCL TECH FIT

Improvement in 24-hour skin moisture appearance
Mejora en la retención de hidratación por 24 horas

+119.02%

Improvement in skin radiance(glow) appearance
Mejora en la luminosidad (brillo) de la piel

+137.19%

Improvement in the appearance of wrinkles around the eyes
Mejora en la apariencia de arrugas alrededor de los ojos

+115%

Improvement in skin texture density around the eyes
Mejora en la densidad de la textura alrededor de los ojos

+126%

Improvement in the appearance of cheek volume
Mejora en la apariencia del volumen de las mejillas

+121.11%

Improvement in the appearance of sagging cheeks
Mejora en la apariencia de flacidez en las mejillas

+141.50%

Improvement in overall skin firmness appearance (360°)
Mejora en la apariencia general de firmeza de la piel (360°)

+121.75%

- * Consumer usage evaluation conducted by the Korea Institute of Dermatological Sciences.
- * Evaluación de uso por consumidores realizada por el Instituto de Ciencias Dermatológicas de Corea (Korea Institute of Dermatological Sciences).

careCL TECH FIT

Contents. Contenido.

4	• Product Introduction	20	• Introducción del Producto
4	• Package Components	20	• Componentes del Paquete
5	• Product Overview	21	• Descripción del Producto
6	• Treatment Areas	22	• Áreas de Tratamiento
9	• How to Use the Device	25	• Cómo Usar el Dispositivo
12	• How to Use Each Mode	28	• Cómo Usar Cada Modo
16	• Storage Method & Precautions	32	• Almacenamiento y Precauciones de Seguridad
18	• FAQ	34	• Preguntas Frecuentes (FAQ)



1 Product Introduction

AGELESS BEAUTY

careCL originated from the **experience with dermatology aesthetic devices** and the expertise of professionals.

To provide an alternative to the high cost of procedures and the inconvenience of frequent clinic visits, it was developed so that safe and convenient skin firmness care can be performed at home.

careCL **TECH FIT** is a home beauty device designed based on energy-based technology used in professional aesthetic care, allowing users to manage skin firmness conveniently at home.

Rather than simply delivering heat, the device is designed with a structure that delivers controlled energy to the skin safely and evenly.

2 Package Components

careCL **TECH FIT**
device

Grid Mask Pack
(3 sheets)

USB-C
Charging Cable

User Guide &
Warranty Card

careCL
Collagen Gel

Cradle



3

Product Overview

careCL **TECH FIT** consists of three care modes: SHOT / GLOW / EMS, which can be selected depending on skin condition and care purpose.

Category	SHOT	GLOW	EMS
Purpose	Uses stamping energy-based technology to target specific skin areas and helps support skin firmness and improve the appearance of wrinkles.	Helps improve skin radiance and smoothness, promoting a healthy-looking skin tone.	Uses micro-current to gently stimulate facial muscles, helping to support facial contours, skin firmness, and a refreshed appearance.
Treatment Areas	Face, eye area, neck, arms, abdomen	Entire face	Facial contour, neck
Intensity Level	Level 1-5	Level 1-5	Level 1-5
Vibration Function	Basic function	ON/OFF	ON/OFF
Recommended Frequency	2-3 times per week	Daily use possible	Daily use possible
Operating Time	7 minutes	5 minutes	5 minutes
Safety Features	Smart contact sensor (operates only when in contact with skin), auto stop, auto power OFF	Contact sensor, auto stop, auto power OFF	Contact sensor, auto stop, auto power OFF
User Guide	When using with Grid Mask Pack, starting from LEVEL 3 is recommended. When using with Collagen Gel, starting from LEVEL 1 is recommended.	For sensitive skin, starting from LEVEL 1 is recommended.	For sensitive skin, starting from LEVEL 1 is recommended.
LED	FACE SHOT RED supports skin firmness care and improvement in the appearance of wrinkles EYE SHOT GREEN supports a brighter and more even-looking skin tone BODY SHOT YELLOW supports skin comfort care and helps reduce the appearance of puffiness	PURPLE supports overall skin condition and skin vitality	RED PURPLE YELLOW GREEN Auto Cycle




4 Treatment Areas

* This product is not a medical device. Do not use for medical treatment purposes.

Mode 1 SHOT 5-Second Stamping Shot


SHOT mode is designed with a "5-second stamping shot" technique that focuses energy on the skin by maintaining contact with one area, rather than rubbing across the skin.

careCL's Patented Technology
(5-Second Stamping Shot)





* Do not use on the following areas: Eyeballs, eyelids, lips, uvula area, thyroid area

Mode 2 GLOW



Mode 3 EMS



Mode Selection Guide

Basic Care Routine

SHOT mode (Skin Firmness Care) ➔ **GLOW mode** (Skin Texture & Skincare Absorption Care)
➔ **EMS mode** (Skin Care Finishing)

Recommended order : **Skin Firmness Care** ➔ **Skin Texture Care** ➔ **Finishing Care**

Total Care Time: Approximately 10–20 minutes.

* Adjust the treatment time depending on your care needs.

MODE	ENERGY SOURCE	TIME	FREQUENCY	HOW TO USE / EXPECTED BENEFITS
SHOT	FACE Energy-based technology (3,2,1Mhz) RED LED , 3D Vibration	7 minutes	3 times per week	FACE SHOT Mode Apply skincare product to the skin, then place the device head on the target area and hold for stamping (5 seconds). Helps support skin firmness and smoother-looking skin.
	EYE Energy-based technology (3,2Mhz) GREEN LED , 3D Vibration	7 minutes	3 times per week	EYE SHOT Mode Apply skincare product to the skin, then place the device head on the eye area and hold for stamping (5 seconds). Supports smoother-looking skin around the eye area and a brighter-looking skin tone.
	BODY Energy-based technology (2,1Mhz) YELLOW LED , 3D Vibration	7 minutes	3 times per week	BODY SHOT Mode Apply skincare product to the skin, then place the device head on the target body area and hold for stamping (5 seconds). Supports skin care for firmer-looking skin.
GLOW	Galvanic Ion Electroporation VIOLET LED , 3D Vibration (Optional)	5 minutes	Daily	GLOW Mode Apply skincare product to the skin and gently glide the device across the treatment area. Helps improve skin radiance, support skincare absorption, and promote smoother-looking skin and refined-looking pores.
EMS	EMS(Low Frequency) RED, GREEN, YELLOW, VIOLET LED , 3D Vibration (Optional)	5 minutes	Daily	EMS Mode Apply skincare product to the skin and gently glide the device across the treatment area. Helps support facial contours and improve the appearance of skin firmness.

Intensity Selection Guide

- Almost no heat sensation ➔ **Normal**
- Warm sensation ➔ **Appropriate level**
- Feels hot ➔ **Lower the level**

* Results may vary depending on individual skin condition and usage environment.

Expected Experience Guide

- **After 1 use:** Skin may feel smoother and look more radiant
- **After 2–3 weeks:** Skin texture may appear more refined
- **After 4 weeks or more:** Skin may appear firmer and facial contours more defined

careCL Aesthetic Programs

careCL TECH FIT can be used in various skin care routines by combining the SHOT, GLOW, and EMS modes.

Mode
Automatic Time



SHOT Mode
approx.
7 minutes auto stop

GLOW Mode
approx.
5 minutes auto stop

EMS Mode
approx.
5 minutes auto stop

* Each mode automatically stops after the preset treatment time.

1. Skin Firmness Program

Cheeks, Nasolabial Area, Jawline

**FACE
SHOT**
7min.

Skin firmness care using the 5-second stamping technique

GLOW
5min.

Supports skincare absorption

EMS
5min.

Helps support skin firmness as a finishing step

2. V-Line Program

Jawline, Chin Area

**FACE
SHOT**
7min.

Focused care around the jawline

EMS
5min.

Skin firmness care around the jawline

3. Hydration Program

Full Face

GLOW
5min.

Supports skincare absorption

EMS
5min.

Supports skincare absorption

4. Fine Line Program

Eye Area, Lip Area

**EYE
SHOT**
7min.

Gentle stamping care around the eyes and lip area

GLOW
5min.

Supports absorption of eye cream or serum

* When using around the eyes, a lower intensity level is recommended.

5. Neck Program

Neck

**BODY
SHOT**
7min.

Focused care on the neck area

GLOW
5min.

Supports skincare absorption

EMS
5min.

helps support skin firmness

6. Hand Firmness Program

Back of Hands

GLOW
5min.

Supports absorption of hand cream

EMS
5min.

helps support skin firmness

7. Arm Firmness Program

Upper Arms

**BODY
SHOT**
7min.

Focused care on the arm area

EMS
5min.


helps support skin firmness



5 How to Use the Device

1) Preparation Before Use

- ① **Check Charging Status:** Make sure the battery is sufficiently charged.
(The device may stop automatically during use if the battery level is low.)



- ② **Cleansing:** Cleanse your face thoroughly with a cleanser and apply basic skincare products (such as toner and moisturizer).

③ **Skin Preparation**

- When using a mask pack: Take out the careCL Grid Mask Pack and attach it to the face.
Remove air bubbles from the center of the face toward the outer edges and smooth it without wrinkles.
Follow the large grid areas during use, and repeat on smaller grid areas for more detailed care.



- Apply careCL Collagen Gel evenly to the treatment area.
(Use a sufficient amount.)




TIP


EMS mode is recommended to be used with collagen gel. GLOW mode works well with water-based skincare products. Products with high oil content are not recommended.

2) Power & Basic Operation

- ① **Power On:** Press and hold the power / mode button for over 2 seconds.
- ② **Mode Selection:** Press the power / mode button briefly to cycle through
FACE SHOT ⌚ EYE SHOT ⌚ BODY SHOT ⌚ GLOW ⌚ EMS




- ③ **Intensity:** Press the level button to choose from LEVEL 1-5. (LEVEL 1 recommended for first-time users)
*** Start from LEVEL 3 when using with a mask pack**



- ④ **Vibration (Optional):** Press and hold the level button for 2 seconds to toggle vibration ON / OFF.



Output level /
Vibration control button



- ⑤ **Power Off:** Press and hold the power / mode button for over 2 seconds.



Power / Mode
button

Battery Charging


• Make sure the battery is fully charged before use

- ✓ If LOW BATTERY appears when powered ON, charge immediately.
- ✓ Use the dedicated included cable. Use only 5V 2A certified adapters.
- * Using a fast charger for phones may damage the product.

Charging in Progress Output level icons blink by step (1–5 levels)

Charging Complete Output level icon blinks at level 5, turns off after 3 minutes

* Device functions do not work during charging.



6 How to Use Each Mode


3) SHOT Mode General Instructions (FACE / EYE / BODY)

5-Second Stamping Shot

SHOT mode is designed with a "5-second stamping shot" technique that focuses energy on the skin by maintaining contact with one area, rather than rubbing across the skin.

- ① **Operation Method** : Stamping (press and hold). Maintain contact for about 5 seconds, then the device will automatically pause with a "ding" sound. Lift the device and move to the next area.
- ② **Duration**: About 7 minutes per area (Mode automatically stops after 7 minutes / repeat 2-3 times if needed).

A FACE SHOT (For Face Use)



Mode Selection FACE SHOT ☉ Start from LEVEL 3 when using with a mask pack.
Start from LEVEL 1 when using with collagen gel.

First Area Begin at the center of the cheek (below the cheekbone). Place the device head vertically on a grid section or a 2-3 cm area.

Stamping When you hear the "ding" sound, maintain gentle pressure for about 5 seconds. When the "ding" sound (pause) occurs, lift the device straight up.


Move Move to the next grid section and repeat, covering the entire face evenly.

Sequence Cheeks ☉ Nasolabial Area ☉ Jawline ☉ Between the Brows ☉ Forehead

Caution Do not use directly on the eyelids or mucous membranes. Avoid the front of the neck (thyroid area).

TIP Avoid repeating the same area more than 10 consecutive times. Perform daily care within 10-20 minutes (mode auto-stops after 7 minutes; repeat 2-3 times if needed).

B EYE SHOT (For Eye Area)



Mode / Level EYE SHOT, start from **LEVEL 1**

Area Use along the orbital bone around the eye. Do not approach within 2cm of the lash line.

Method Same as FACE mode – stamp for 5 seconds, then move to the next area.

Time Alternate between both eyes within 7 minutes.

C BODY SHOT (For Body Use)




Mode / Level BODY SHOT, start from **LEVEL 1~3**(Adjust depending on area thickness/sensitivity).

Method Neck sides, forearms, backs of hands, abdomen, thighs, etc.

Time Use the same **5-second stamping** technique as in FACE mode to systematically care for all areas.

4) GLOW Mode (Glow & Texture Care)

- ❖ Purpose: Improves glow, radiance, and skin texture.



Application Apply a thin layer of water-based serum/gel (Do not use oil-based products).


Mode / Level Select GLOW, start from **LEVEL 1**.

Method Gently glide over entire face in the order: Forehead ☉ Cheeks ☉ Jawline.

Time 5–10 minutes

5) EMS Mode (Muscle Stimulation)

- ❖ Purpose: Activate muscles and improve firmness using microcurrents.



Apply Gel Apply a generous amount of collagen gel to the treatment area.

Mode / Level Select EMS mode, start from **LEVEL 1**

Contact When device contacts the skin, it will activate with a “beep” (no 5-second pause like SHOT mode).

Method Slow glide: Move slowly along the direction of muscle fibers (e.g., jawline ☉ ear).

Time Use for 10 minutes in total

Caution Do not use on those with heart conditions, metal plates, or implants. Avoid front neck, wounded, or inflamed areas. If tingling is uncomfortable, lower the level or stop use.

6) Finishing & Aftercare

Power Off Press and hold the Power/Mode button for about 2 seconds to turn the device OFF. After use, make sure the device is completely powered off.

Device Care After use, gently wipe off any remaining gel or essence on the device head with a soft dry cloth. Contact with water may cause product damage. For long-term storage, turn off the device completely before storing. Handle the device carefully to avoid impact.

Skincare After using SHOT or EMS mode, you can use GLOW mode to help gently absorb any remaining gel or essence on the skin. Avoid strong facial massage, exfoliation, or stimulation immediately after use. If your skin feels dry, apply sufficient moisture using a toner or cream. When going outdoors, it is recommended to apply sunscreen.

Product Specifications

Product	careCL TECH FIT BEAUTY DEVICE
Included	1 Device, 1 Cradle, 1 USB Cable
Material	PC, ABS, Stainless Steel
Size	Approx. 41(W) x 40(D) x 178(H) mm
Weight	Approx. 180g
Power	DC 3.7V 3300mAh Li-ion Rechargeable Battery Usage Time: 150 minutes, Charging Time: 180 minutes
Patents & Certifications	Technology patent, Design patent    certified
Country of Manufacture	South Korea
Manufacturer	Lamu Inc.

7 Storage Method & Precautions

How to Store

- After each use, wipe off any product residue with a soft cloth.
- Avoid dropping the device.
- Store away from direct sunlight.
- Avoid storing in places with chemicals, gas, or hazardous substances.
- Do not store in places below 10°C or above 50°C as this may cause malfunction.
- Keep away from corrosive gases or humidity.

* The manufacturer is not responsible for damage or issues caused by user negligence or misuse.

Precautions

⊗ Major Warnings (Do not use if you are)

- A user with a pacemaker, defibrillator, or implanted electronic device
- A child / pregnant woman
- Someone with open wounds or hypertrophic scars
- Someone with severe acne or extremely sensitive skin
- Wearing any implanted medical device
- Having systemic or local skin conditions that affect wound healing

✓ Cautions During Use

- Read the user guide carefully before use.
- Adjust intensity based on skin sensitivity.
- Always apply sufficient careCL Collagen Gel or use the mask pack properly attached to the skin to ensure full contact.
(Device will not operate unless in proper contact with skin.)
- Do not use over areas where filler or autologous fat was recently injected (wait a set period before use).
- Do not use directly on eyeballs or upper eyelids as it may cause serious damage including blindness.
- Read the prohibited usage items carefully. If any apply, do not use.

✓ Cautions After Use

- Redness or warmth may appear on the treated facial area after use.
(This is a normal reaction and usually disappears within a few hours.)
- Avoid saunas after use.
- Do not irritate the skin post-treatment.
- Even if the skin itches, avoid scratching or touching the treated area.

⊗ Forbidden Areas for careCL TECH FIT

- Do not use on eyes or lips directly. Avoid upper eyelids, Adam's apple, etc.
- Always apply sufficient careCL Collagen Gel or attach the mask pack firmly for full contact with the skin.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q Why should the device be used for 5 seconds on one area?

careCL TECH FIT uses a stamping method, where the device is held on one spot for a short period of time. Home-use devices are designed within safety standards. Maintaining contact on single area allows the device to deliver energy in a stable and consistent manner. Through internal testing, 5 seconds was determined to be an appropriate duration that balances effective energy delivery with user comfort. Rather than quickly moving across the skin, briefly focusing on one area at a time is the key concept of the TECH FIT usage method.

Q What is the role of the Grid Mask Pack?

The Grid Mask Pack serves as a visual guide that helps users easily identify the recommended areas for device use. When used on its own, it also functions as a hydrating and conditioning mask pack designed to support overall skin care.

Key ingredients include	• Peptide complex • Multi-hyaluronic acid complex • Galactomyces ferment filtrate These ingredients help support skin hydration and overall skin condition.
-------------------------	--

Q Are there any additional consumable costs?

All modes of careCL TECH FIT can be used without additional consumables or replacement cartridges. The device is designed so that all modes can be used repeatedly without additional running costs.

Q Why does the device not operate when it is not touching the skin?

The device is equipped with a skin contact sensor. Energy output is activated only when proper skin contact is detected, which helps improve safety during use.

Q What is the difference between SHOT / GLOW / EMS modes?	
SHOT Mode (Stamping Energy Technology)	• FACE – Focused care for facial areas (RED LED) • EYE – Focused care for the eye area (GREEN LED) • BODY – Care for neck and body areas (YELLOW LED) Different settings and LED indicators are applied depending on the treatment area.
GLOW Mode	GLOW mode uses EP (electroporation) / galvanic technology. When used after applying skincare products, it can help support the absorption of cosmetic products and improve skin condition.
EMS Mode	EMS mode uses microcurrent stimulation and can help support muscle stimulation and skin care in areas such as the jawline and facial contours.

Q Which level should I start with when using the device for the first time?

For sensitive skin, it is recommended to start with LEVEL 1. Once your skin becomes accustomed to the device, you can gradually increase the level as needed.

Q Is it normal to feel warmth while using the device?

When the careCL **TECH FIT** device operates, you may feel a gentle warming sensation on the skin. This is a normal characteristic of the device.
The level of warmth felt may vary depending on individual skin condition and sensitivity.

Q How should I store the device after use?

If cosmetic products remain on the device, wipe the surface with a soft cloth or tissue.
After cleaning, store the device in a dry place.

Q Can I use the device while charging?

For safety reasons, the device does not operate while charging.
Please use the device after charging is complete.

Q Is it normal to feel a tingling sensation in EMS mode?

Depending on the selected level and skin condition, a mild tingling sensation may be felt during EMS mode.
If the sensation feels uncomfortable, reduce the level or stop using the device.

Q Can the voice alert or sound function be turned off?

The voice alert and sound notification are basic features provided by the device specifications and cannot be turned off.

Q Can the device be used during pregnancy?

Use during pregnancy or breastfeeding is not recommended.
Due to hormonal changes, temporary skin sensitivity or skin concerns may occur.

Q What is the battery operating time?

Battery usage time may vary depending on the selected mode and level.
When the battery is low, the LED indicator will blink red five times. Please recharge the device.

Q How do I turn the vibration function on or off?

Press and hold the level button for approximately 2 seconds to turn the vibration function ON or OFF.

1 INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

AGELESS BEAUTY

careCL nació de la experiencia con equipos para procedimientos dermatológicos antienvjecimiento y del conocimiento especializado de profesionales.

Fue desarrollado para permitir un cuidado de la firmeza seguro y eficaz también en casa, como alternativa a los altos costos de los procedimientos y a la incomodidad de las visitas repetidas a la clínica.

careCL **TECH FIT** es un dispositivo de cuidado en el hogar diseñado sobre la base de los principios de radiofrecuencia utilizados en clínicas, para permitir un cuidado de la firmeza de la piel en casa sin dificultad. No se limita a transmitir calor, sino que está diseñado con una estructura que entrega a la piel la energía necesaria de manera segura y uniforme.

2 COMPONENTES DEL PAQUETE

Dispositivo
careCL **TECH FIT**

Grid Mask **[TECH FIT]**
- 3 unidades

Cable de
Carga USB-C

Cradle

Gel de Colágeno
careCL


Guía de Usuario y
Tarjeta de Garantía



3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

careCL TECH FIT cuenta con tres modos de cuidado: SHOT / GLOW / EMS, que pueden seleccionarse y utilizarse según el estado de la piel y el objetivo del cuidado.

Categoría	SHOT	GLOW	EMS
Propósito	Mediante radiofrecuencia aplicada con técnica de estampado, entrega energía a las capas profundas de la piel para ayudar a mejorar la firmeza y aliviar la apariencia de las arrugas.	Ayuda a aumentar el brillo y la luminosidad de la superficie de la piel, mejorar la textura y mantener un tono de piel saludable.	Estimula los músculos mediante microcorrientes para ayudar a definir el contorno facial, reforzar la firmeza y proporcionar un efecto refrescante.
Áreas de uso	Rostro, contorno de ojos, cuello, brazos, abdomen	Rostro completo	Contorno facial, cuello
Ajuste de intensidad	LEVEL 1-5	LEVEL 1-5	LEVEL 1-5
Vibración	Función básica	ON/OFF	ON/OFF
Frecuencia de uso	2-3 veces por semana	Uso diario posible	Uso diario posible
Tiempo de funcionamiento	7 minutos	5 minutos	5 minutos
Función de seguridad	Sensor inteligente de contacto (funciona solo al tocar la piel), parada automática, apagado automático	Sensor de contacto, parada automática, apagado automático	Sensor de contacto, parada automática, apagado automático
Guía para el usuario	Con Grid Mask Pack: se recomienda comenzar desde LEVEL 3.	Para piel sensible, se recomienda comenzar desde LEVEL 1.	Para piel sensible, se recomienda comenzar desde LEVEL 1.
	Con Gel de Colágeno: se recomienda comenzar desde LEVEL 1.		
LED	FACE SHOT RED estimulación de la producción de colágeno, mejora de arrugas y aumento de firmeza.	PURPLE regeneración de la piel	
	EYE SHOT GREEN inhibición de melanina, alivio de pigmentación y uniformidad del tono de piel.		
	BODY SHOT YELLOW mejora de la circulación linfática y alivio de la hinchazón.		

4 ÁREAS DE TRATAMIENTO

* Este producto no es un dispositivo médico. No lo utilice con fines terapéuticos.

Modo 1 SHOT Estampado de 5 segundos


El modo SHOT está diseñado con un "estampado de 5 segundos", en lugar de un movimiento de deslizamiento, para concentrar la energía en la piel.

Tecnología patentada de careCL
(Estampado de 5 segundos)




* No utilizar sobre los globos oculares, los párpados, los labios, la zona de la nuez de Adán ni la zona de la tiroides.

Modo 2 GLOW



Modo 3 EMS



GUÍA DE SELECCIÓN DE MODO

Rutina básica de cuidado

Modo SHOT (Cuidado de la firmeza de la piel) ➔ **Modo GLOW** (Cuidado de la textura de la piel y absorción de productos cosméticos) ➔ **Modo EMS** (Finalización del cuidado de la piel)

Orden recomendado : **Cuidado de la firmeza** ➔ **Cuidado de la textura** ➔ **Cuidado final**

Tiempo total de cuidado: Aproximadamente 10–20 minutos. * Ajuste el tiempo de cuidado según sus necesidades.

MODO	FUENTE DE ENERGÍA	TIEMPO	FRECUENCIA	MODO DE USO / BENEFICIOS ESPERADOS
SHOT	FACE Tecnología basada en energía (3,2 MHz) LED ROJO , vibración 3D	7 minutos	3 veces por semana	Modo FACE SHOT Aplique el producto de cuidado de la piel, coloque el cabezal del dispositivo sobre la zona objetivo y manténgalo durante el estampado (5 segundos). Ayuda al cuidado de la firmeza de la piel y a lograr una piel de aspecto más suave.
	EYE Tecnología basada en energía (3,2 MHz) LED VERDE , vibración 3D	7 minutos	3 veces por semana	Modo EYE SHOT Aplique el producto de cuidado de la piel, coloque el cabezal del dispositivo sobre el contorno de ojos y manténgalo durante el estampado (5 segundos). Ayuda a lograr una apariencia más suave del contorno de ojos y un tono de piel de aspecto más luminoso.
	BODY Tecnología basada en energía (2,1 MHz) LED AMARILLO , vibración 3D	7 minutos	3 veces por semana	Modo BODY SHOT Aplique el producto de cuidado de la piel, coloque el cabezal del dispositivo sobre la zona corporal objetivo y manténgalo durante el estampado (5 segundos). Ayuda al cuidado de la piel para lograr una apariencia más firme.
GLOW	lontoforesis galvánica LED VIOLETA , vibración 3D(opcional)	5 minutos	Diario	Modo GLOW Aplique el producto de cuidado de la piel y deslice suavemente el dispositivo por la zona de tratamiento. Ayuda a mejorar la luminosidad de la piel, favorece la absorción de productos cosméticos y promueve una piel de aspecto más suave y refinado.
EMS	EMS (baja frecuencia) LED ROJO, VERDE, AMARILLO, VIOLETA vibración 3D (opcional)	5 minutos	Diario	Modo EMS Aplique el producto de cuidado de la piel y deslice suavemente el dispositivo por la zona de tratamiento. Ayuda a mantener el contorno facial y a mejorar la apariencia de la firmeza de la piel.

GUÍA DE SELECCIÓN DE INTENSIDAD

- Casi no se siente calor ➔ **Normal**
- Sensación cálida ➔ **Nivel adecuado**
- Se siente caliente ➔ **Baje el nivel**

* Los resultados pueden variar según la condición individual de la piel y el entorno de uso.

GUÍA DE EXPERIENCIA ESPERADA

- **Después de 1 uso:** La piel puede sentirse más suave y verse más radiante.
- **Después de 2–3 semanas:** La textura de la piel puede verse más refinada.
- **Después de 4 semanas o más:** La piel puede verse más firme y el contorno facial más definido.

PROGRAMAS ESTÉTICOS careCL

careCL TECH FIT puede utilizarse en diversas rutinas de cuidado de la piel combinando los modos SHOT, GLOW y EMS.

**Tiempo
automático por
modo**



Modo SHOT
aprox. **7 minutos**·
parada automática

Modo GLOW
aprox. **5 minutos**·
parada automática

Modo EMS
aprox. **5 minutos**·
parada automática

* Cada modo se detiene automáticamente una vez transcurrido el tiempo de cuidado preestablecido.

1. Programa de firmeza de la piel

Mejillas, surcos nasolabiales y línea mandibular

**FACE
SHOT**
7 min.

Cuidado de la firmeza de la piel mediante la técnica de estampado de 5 segundos.

GLOW
5 min.

Favorece la absorción de productos cosméticos.

EMS
5 min.

Ayuda al cuidado de la firmeza de la piel como paso final.

2. Programa de Línea V

Línea mandibular y debajo del mentón

**FACE
SHOT**
7 min.

Cuidado focalizado alrededor de la línea mandibular.

EMS
5 min.

Ayuda al cuidado de la firmeza de la piel alrededor de la línea mandibular.

3. Programa de hidratación **Rostro completo**

GLOW
5 min.

Favorece la absorción de productos cosméticos.

EMS
5 min.

Favorece la absorción de productos cosméticos.

4. Programa de líneas finas

Contorno de ojos y labios

**EYE
SHOT**
7 min.

Estampado suave alrededor de los ojos y los labios.

GLOW
5 min.

Favorece la absorción de crema para ojos o sérum.

* Al utilizar el dispositivo alrededor de los ojos, se recomienda un nivel de intensidad más bajo

5. Programa para el cuello

Cuello

**BODY
SHOT**
7 min.

Cuidado focalizado en la zona del cuello.

GLOW
5 min.

Favorece la absorción de productos cosméticos.

EMS
5 min.

Ayuda al cuidado de la firmeza de la piel.

6. Programa de firmeza de las manos

Dorso de las manos

GLOW
5 min.

Favorece la absorción de crema para manos.

EMS
5 min.

Ayuda al cuidado de la firmeza de la piel.

7. Programa de firmeza de los brazos

Parte superior de los brazos

**BODY
SHOT**
7 min.

Cuidado focalizado en la zona de los brazos.

EMS
5 min.

Ayuda al cuidado de la firmeza de la piel.



5

CÓMO USAR EL DISPOSITIVO

1) Preparación antes del uso

- ① **Verifique el estado de carga:** Asegúrese de que la batería tenga suficiente carga.
(El dispositivo puede detenerse automáticamente durante el uso si el nivel de batería es bajo).



- ② **Limpieza:** Limpie bien el rostro con un limpiador y aplique sus productos básicos de cuidado de la piel, como tónico y crema hidratante.

③ Preparación de la piel

- Al usar una mascarilla: Saque la careCL Grid Mask Pack y colóquela sobre el rostro. Elimine las burbujas de aire alisando la mascarilla desde el centro del rostro hacia los bordes exteriores y asegúrese de que quede bien adherida, sin arrugas. Durante el uso, siga primero las cuadrículas grandes y repita en las cuadrículas pequeñas para un cuidado más detallado.



- Al usar careCL Collagen Gel: Aplique careCL Collagen Gel uniformemente sobre la zona de tratamiento. (Utilice una cantidad suficiente).




TIP

Se recomienda utilizar Collagen Gel con el modo EMS. El modo GLOW funciona bien con productos de cuidado de la piel a base de agua. No se recomiendan productos con alto contenido de aceite.

2) Encendido y operación básica

- ① **Encendido:** Mantenga presionado el botón Encendido/Modo durante más de 2 segundos.
- ② **Selección de modo:** Presione brevemente el botón Encendido/Modo para cambiar de modo en el siguiente orden
FACE SHOT → EYE SHOT → BODY SHOT → GLOW → EMS




- ③ **Ajuste de intensidad:** Presione el botón de nivel para seleccionar entre LEVEL 1–5. (Se recomienda LEVEL 1 para usuarios que utilizan el dispositivo por primera vez).

*** Al utilizar el dispositivo con una mascarilla, comience desde LEVEL 3.**



- ④ **Vibración (opcional):** Mantenga presionado el botón de nivel durante 2 segundos para activar o desactivar la vibración ON / OFF.



- ⑤ **Apagado:** Mantenga presionado el botón Encendido/ Modo durante más de 2 segundos.



Carga de la batería

- **Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de usar el dispositivo.**


- ✓ Si aparece LOW BATTERY al encender el dispositivo, cárguelo inmediatamente.
- ✓ Utilice el cable incluido. Use únicamente adaptadores certificados de 5V 2A.

* El uso de un cargador rápido para teléfonos móviles puede dañar el producto.

Carga en curso Los iconos del nivel de intensidad parpadean progresivamente según el nivel (1–5).

Carga completa El icono del nivel 5 parpadea y se apaga después de 3 minutos.

* Las funciones del dispositivo no están disponibles durante la carga.



6

CÓMO USAR CADA MODO

3) Instrucciones generales del modo SHOT (FACE / EYE / BODY)


Estampado de 5 segundos

El modo SHOT está diseñado con una técnica de “**estampado de 5 segundos**” que concentra la energía en la piel manteniendo el contacto en una zona, en lugar de deslizar el dispositivo sobre la piel.

- ① **Método de uso:** Estampado (presionar y mantener). Mantenga el dispositivo en contacto con la piel durante aproximadamente **5 segundos**. Luego, el dispositivo se pausará automáticamente con un sonido “**ding**”. Levante el dispositivo y pase a la siguiente zona.
- ② **Duración:** Aproximadamente **7 minutos por zona**. (El modo se detiene automáticamente después de 7 minutos / puede repetirse 2-3 veces si es necesario).

A


FACE SHOT (Uso facial)



Selección del modo	FACE SHOT ☺ Al utilizarlo con una mascarilla, comience desde LEVEL 3 . Al utilizarlo con Collagen Gel , comience desde LEVEL 1 .
Primera zona	Comience en el centro de la mejilla (debajo del pómulos). Coloque el cabezal del dispositivo verticalmente sobre una cuadrícula o una zona de aproximadamente 2-3 cm . Cuando escuche el sonido “ ding ”, mantenga una presión suave durante aproximadamente 5 segundos . Cuando vuelva a escuchar el sonido “ ding ” (pausa), levante el dispositivo verticalmente.
Movimiento	Pase a la siguiente cuadrícula y repita el procedimiento, cubriendo todo el rostro de manera uniforme.
Secuencia	Mejillas ☺ Surcos nasolabiales ☺ Línea mandibular ☺ Entrecejo ☺ Frente
Precaución	No utilice el dispositivo directamente sobre los párpados ni las membranas mucosas. Evite la parte frontal del cuello (zona de la tiroides).

TIP Evite repetir el tratamiento en la misma zona más de **10 veces consecutivas**. Realice el cuidado diario dentro de **10-20 minutos**. (El modo se detiene automáticamente después de 7 minutos; puede repetirse 2-3 veces si es necesario).

B EYE SHOT (Para el contorno de ojos)




Modo / Nivel EYE SHOT, comience desde **LEVEL 1**

Zona Utilice el dispositivo siguiendo el hueso orbital alrededor de los ojos. No lo acerque a menos de 2 cm de la línea de las pestañas.

Método Igual que en el modo FACE: realice un **estampado de 5 segundos** y luego pase a la siguiente zona.

Tiempo Alterne entre ambos ojos durante un total de 7 minutos.

C BODY SHOT (Para uso corporal)



Modo / Nivel BODY SHOT, comience entre **LEVEL 1-3**. (Ajuste el nivel según el grosor y la sensibilidad de la zona).

Zonas Laterales del cuello, antebrazos, dorso de las manos, abdomen, muslos, etc.

Método Utilice la misma técnica de **estampado de 5 segundos** que en el modo FACE, avanzando de manera sistemática para cubrir todas las zonas.

4) Modo GLOW (Cuidado de luminosidad y textura)

❖ **Objetivo:** Mejora la luminosidad, el brillo y la textura de la piel.


Desliza suavemente el dispositivo sobre la piel con movimientos circulares y continuos.



Aplicación	Aplique una capa fina de sérum o gel a base de agua.(No utilice productos a base de aceite).
Modo / Nivel	Seleccione GLOW y comience desde LEVEL 1
Método	Deslice suavemente el dispositivo por todo el rostro en el siguiente orden: Frente ☉ Mejillas ☉ Línea mandibular.
Tiempo	5-10 minutos

5) Modo EMS (Estimulación muscular)

❖ **Objetivo:** Activar los músculos mediante microcorrientes y mejorar la firmeza.



Aplicación del gel	Aplique una cantidad generosa de Collagen Gel en la zona de tratamiento.
Modo / Nivel	Seleccione el modo EMS y comience desde LEVEL 1 .
Contacto	Cuando el dispositivo entra en contacto con la piel, se activa con un sonido “beep”. (A diferencia del modo SHOT, no hay una pausa de 5 segundos).
Método	Deslice lentamente el dispositivo siguiendo la dirección de las fibras musculares. (Ej.: línea mandibular ☉ oreja).
Tiempo	Utilice durante un total de 10 minutos .
Precaución	No utilice el dispositivo en personas con enfermedades cardíacas, placas metálicas o implantes. Evite la parte frontal del cuello y las zonas con heridas o inflamación. Si la sensación de hormigueo resulta incómoda, baje el nivel o suspenda el uso.

6) Finalización y cuidados posteriores

Apagado Mantenga presionado el botón Encendido / Modo durante aproximadamente 2 segundos para apagar el dispositivo. Después de usarlo, asegúrese de que esté completamente apagado.

Cuidado del dispositivo Después del uso, limpie suavemente cualquier resto de gel o esencia del cabezal del dispositivo con un paño suave y seco. El contacto con agua puede dañar el producto. Para un almacenamiento prolongado, apague completamente el dispositivo antes de guardarlo. Manipule el dispositivo con cuidado para evitar golpes.

Cuidado de la piel Después de utilizar el modo SHOT o EMS, puede utilizar el modo GLOW para ayudar a absorber suavemente cualquier resto de gel o esencia sobre la piel. Evite masajes faciales intensos, exfoliación o estimulación inmediatamente después del uso. Si siente la piel seca, aplique suficiente hidratación utilizando un tónico o crema. Al salir al exterior, se recomienda aplicar protector solar

Product Specifications

Producto	careCL TECH FIT BEAUTY DEVICE
Contenido	1 dispositivo, 1 cradle, 1 cable USB
Material	PC, ABS, acero inoxidable
Tamaño	Aprox. 41(W) × 40(D) × 178(H) mm
Peso	Aprox. 180 g
Alimentación	DC 3.7V 3300mAh / Batería recargable de ion-litio / T iempo de uso: 150 minutos / Tiempo de carga: 180 minutos
Patentes y certificaciones	Patente tecnológica, patente de diseño    
País de fabricación	República de Corea (KOREA)
Fabricante	Lamu Inc.

7

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Cómo almacenar el dispositivo

- Después de cada uso, limpie cualquier residuo de producto con un paño suave.
- Evite dejar caer el dispositivo.
- Guárdelo alejado de la luz solar directa.
- Evite almacenarlo en lugares donde haya productos químicos, gases o sustancias peligrosas.
- No lo almacene en lugares con temperaturas inferiores a 10 °C o superiores a 50 °C, ya que podría causar fallas en el dispositivo.
- Manténgalo alejado de gases corrosivos y de la humedad.

✱ El fabricante no se responsabiliza por daños o problemas causados por negligencia o uso inadecuado por parte del usuario..

Precauciones

⊗ Principales precauciones (evite el uso)

- Personas con marcapasos artificiales, desfibriladores u otros dispositivos electrónicos implantados
- Niños / mujeres embarazadas
- Zonas con heridas abiertas / cicatrices hipertróficas
- Personas con dispositivos médicos implantados
- Personas con enfermedades cutáneas sistémicas o locales que puedan afectar el proceso de cicatrización de heridas
- **Precauciones durante el uso:** lea detenidamente la guía del producto y utilícelo correctamente. Ajuste la intensidad adecuada según la sensibilidad de su piel. Durante el uso, aplique suficiente Gel de Colágeno careCL o adhiera bien la mascarilla al rostro para asegurar un contacto completo entre la piel y el dispositivo. (Si no hay contacto correcto, el dispositivo no funcionará). En zonas con relleno o grasa autóloga, se recomienda usarlo después de que haya transcurrido un periodo adecuado. No utilice el dispositivo directamente sobre el globo ocular ni el párpado superior, ya que puede causar daños oculares graves. Lea detenidamente las contraindicaciones y absténgase de usarlo si corresponde.

✓ Precauciones durante el uso

- Lea atentamente la guía del usuario antes de utilizar el dispositivo.
- Ajuste el nivel de intensidad según la sensibilidad de su piel.
- Aplique siempre una cantidad suficiente de **careCL Collagen Gel** o asegúrese de que la mascarilla esté correctamente adherida a la piel para garantizar un contacto completo. (El dispositivo no funcionará si no está en contacto adecuado con la piel)
- No utilice el dispositivo en zonas donde se haya aplicado recientemente **relleno o grasa autóloga**. (Espere un período adecuado antes de utilizarlo).
- No utilice el dispositivo directamente sobre los **globos oculares ni los párpados superiores**, ya que podría causar daños graves, incluida la pérdida de visión.
- Lea atentamente las **contraindicaciones de uso**. Si alguna de ellas se aplica a su caso, no utilice el dispositivo. e.

✓ Precauciones después del uso

- Después del uso, puede aparecer **enrojecimiento o sensación de calor** en la zona tratada del rostro.
(Esta es una reacción normal y generalmente desaparece en unas pocas horas)
- Evite saunas después del uso.
- No irrite la piel después del tratamiento.
- Aunque sienta picazón, evite rascar o tocar la zona tratada.

⊗ Zonas donde no debe utilizarse careCL TECH FIT

- No utilice el dispositivo directamente sobre los **ojos ni los labios**. Evite los **párpados superiores, la nuez de Adán**, etc.
- Aplique siempre una cantidad suficiente de **careCL Collagen Gel** o asegúrese de que la mascarilla esté firmemente adherida para mantener un contacto completo con la piel.



PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

Q ¿Por qué se debe utilizar el dispositivo durante 5 segundos en una misma zona?

careCL **TECH FIT** utiliza un método de estampado en el que el dispositivo se mantiene en una misma zona durante un breve período de tiempo. Los dispositivos de uso doméstico están diseñados de acuerdo con estándares de seguridad. Mantener el contacto en una sola zona permite que el dispositivo entregue energía de manera estable y uniforme.

Mediante pruebas internas, se determinó que 5 segundos es un tiempo adecuado que equilibra una entrega efectiva de energía con la comodidad del usuario. En lugar de mover rápidamente el dispositivo sobre la piel, el concepto principal del método de uso de TECHFIT consiste en concentrarse brevemente en una zona a la vez.

Q ¿Cuál es la función de la Grid Mask Pack?

La Grid Mask Pack funciona como una guía visual que ayuda a identificar fácilmente las zonas recomendadas para utilizar el dispositivo. Cuando se utiliza por sí sola, también funciona como una mascarilla hidratante y acondicionadora diseñada para ayudar al cuidado general de la piel.

Key ingredients include	• Complejo de péptidos • Complejo de ácido multihialurónico • Filtrado de fermento de Galactomyces Estos ingredientes ayudan a mantener la hidratación y la condición general de la piel.
-------------------------	---

Q ¿Existen costos adicionales por consumibles?

Todos los modos de careCL **TECH FIT** pueden utilizarse sin consumibles adicionales ni cartuchos de reemplazo. El dispositivo está diseñado para que todos los modos puedan utilizarse repetidamente sin costos adicionales de uso.

Q ¿Por qué el dispositivo no funciona cuando no está en contacto con la piel?

El dispositivo cuenta con un sensor de contacto con la piel. La salida de energía se activa únicamente cuando se detecta un contacto adecuado con la piel, lo que ayuda a mejorar la seguridad durante el uso.

Q ¿Cuál es la diferencia entre los modos SHOT / GLOW / EMS?

Modo SHOT (Tecnología de energía por estampado)	• FACE – Cuidado focalizado para las zonas del rostro (LED ROJO) • EYE – Cuidado focalizado para el contorno de ojos (LED VERDE) • BODY – Cuidado para el cuello y las zonas del cuerpo (LED AMARILLO) Different settings and LED indicators are applied depending on the treatment area.
Modo GLOW	El modo GLOW utiliza tecnología EP (electroporación) / galvánica. Cuando se utiliza después de aplicar productos para el cuidado de la piel, puede ayudar a favorecer la absorción de los productos cosméticos y mejorar la condición de la piel.
Modo EMS	El modo EMS utiliza estimulación por microcorrientes y puede ayudar a estimular los músculos y al cuidado de la piel en zonas como la línea mandibular y el contorno facial.

Q ¿Con qué nivel debo comenzar al utilizar el dispositivo por primera vez?

Para pieles sensibles, se recomienda comenzar con LEVEL 1.
Una vez que la piel se haya acostumbrado al dispositivo, puede aumentar gradualmente el nivel según sea necesario.

Q ¿Es normal sentir calor durante el uso?

Cuando funciona la energía de RF de careCL TECH FIT, puede sentir una suave sensación de calor en la piel. Esta es una característica normal del dispositivo. El nivel de calor puede variar según la condición y sensibilidad de la piel de cada persona.

Q ¿Cómo debo guardar el dispositivo después de usarlo?

Si quedan restos de productos cosméticos en el dispositivo, limpie la superficie con un paño suave o un pañuelo de papel. Después de limpiarlo, guarde el dispositivo en un lugar seco.

Q ¿Puedo utilizar el dispositivo mientras se está cargando?

Por razones de seguridad, el dispositivo no funciona durante la carga. Utilícelo una vez finalizada la carga.

Q ¿Es normal sentir hormigueo en el modo EMS?

Dependiendo del nivel seleccionado y de la condición de la piel, puede sentir un ligero hormigueo durante el modo EMS. Si la sensación resulta incómoda, reduzca el nivel o deje de utilizar el dispositivo.

Q ¿Se pueden desactivar la alerta de voz o la función de sonido?

La alerta de voz y las notificaciones de sonido son funciones básicas incluidas en las especificaciones del dispositivo y no pueden desactivarse.

Q ¿Se puede utilizar el dispositivo durante el embarazo?

No se recomienda utilizar el dispositivo durante el embarazo o la lactancia. Debido a los cambios hormonales, puede producirse temporalmente una mayor sensibilidad de la piel o problemas cutáneos.

Q ¿Cuánto dura la batería?

La duración de la batería puede variar según el modo y el nivel seleccionados. Cuando la batería está baja, el indicador LED parpadea en rojo cinco veces. Cargue el dispositivo.

Q ¿Cómo activo o desactivo la función de vibración?

Mantenga presionado el botón de nivel durante aproximadamente 2 segundos para activar (ON) o desactivar (OFF) la función de vibración.

careCL **TECH FIT**

Tel. +82-31-943-1028 | E-mail. support@carecl.co.kr
Homepage. www.carecl.co.kr, www.carecl.com